


**Patientenlagerungstisch XP**



Der fahrbare Patientenlagerungstisch ist die komfortable Ergänzung zum MASTER PIX DR für Aufnahmen des liegenden Patienten.

Der stativseitig offene Tisch ermöglicht mit dem gelagerten Patienten eine schnelle Positionierung direkt über dem Bildaufnehmer.

Dabei lässt sich der Tisch auf den leichtgängigen Doppellenkrollen leicht verfahren und mit der zentralen Feststellbremsen für die zwei vorderen Rollen sicher platzieren.

Die genaue Zentrierung des Organs zum Aufnahmefeld wird mit der schwimmenden Tischplatte vorgenommen wobei die Tischplatte über einen Fußbremsbügel gelöst oder gebremst wird.

Die Tischplatte ist in drei Größen erhältlich, ebenso ist eine Auflagematte auf Anfrage lieferbar.

**Technische Daten**

Tischplatte	Kohlefaserverbund mit hoher Strahlendurchlässigkeit integrierte Zubehörschienen 200 x 75,5 x 2,2 cm oder 200 x 65,5 x 2,2 cm oder 226 x 75,5 x 2,2 cm
Tischplattenverschiebung	bei 200 cm Länge quer +/- 33 cm bei 226 cm Länge quer +/- 46 cm längs +/- 10 cm Tischplattenbremse mechanisch über Fußbügel
Tischrollen	leichtgängige Doppellenkrollen Bremsbetätiger der zwei vorderen Rollen

Tischhöhe	76,5 cm
Patientengewicht, max.	230 Kg
Gewicht Tisch	102 Kg

## Zubehör, optional

- Haltegriffe kurz, für bedienerseitige Zubehörschiene, 2 Stück empfohlen
- Handbügelgriff lang für stativseitige Zubehörschiene, empfohlen
- Stoßschutzprofil für hintere Tischplattenzubehörschiene
- Feststelleinrichtung zur Tischdrehung um die Säulenachse
- Mittenstopp für Tischplattenquerbewegung
- Auflagematte